

# Produktdatablad

## Produktnavn Tork, dispenser til toiletruller T6, hvid

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039859



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 557500                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| Colli                    | 4 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed | 7322540382112                     |
| Regulativ                | Ikke gældende                     |
| Oprindelsesland          | HUNGARY                           |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|---------|---------|---------|----------|
| 15.1 cm | 19.2 cm | 36.1 cm | 1.195 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)