

Produktdatablad

Produktnavn Tork, dispenser til miniruller mini T2, sort, mini

Mediq varenr.: 50039862

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	555008
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Holdbarhed fra prod.datao	48 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk