

Produktdatablad

Produktnavn Tork, dispenser til W8 klude

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039917



Specifikationer

Ref.nummer	655100
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540862447
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	HUNGARY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.1 cm	11.3 cm	22.2 cm	0.288 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk