

Produktdatablad

Produktnavn Tork Premium, Xpressnap® Extra Soft Serviet, hvid, N4, interfold

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50039930



Specifikationer

Ref.nummer	15840
Indhold/salgsenhed	500 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540539981
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	AUSTRIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
11.1 cm	17.9 cm	55.5 cm	1.202 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk