

Produktdatablad

Produktnavn Barrier, Classic OP kittel m 2 håndklæder, standard, steril, x-large/lang

Mediq varenr.: 50040177

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	850108
Indhold/salgsenhed	18 pakke
Colli	2 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7333350686581
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	THAILAND
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
31.9 cm	28.8 cm	39.4 cm	5.159 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk