

Produktdatablad

Produktnavn **P3 kameraovertræk,
med ring, teleskopisk foldet, steril,
150 mm x 2500 mm**

Mediq varenr.: 50040289

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LA00150250
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
24 cm	38 cm	37.9 cm	4.068 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk