

Produktdatablad

Produktnavn **P3 kameraovertræk,
med elastisk tip, teleskopisk foldet,
steril, 165 mm x 2500 mm**

Mediq varenr.: 50040290

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LA00165250
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	22.2 cm	33.1 cm	1.113 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk