

Produktdatablad

Produktnavn **P3 kameraovertræk,**
quick change overtræk, steril, 150
mm x 2500 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040291



Specifikationer

Ref.nummer	LAECE150250C
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
24.8 cm	38.5 cm	39.5 cm	5.419 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk