

Produktdatablad

Produktnavn **P3 kameraovertræk,**
Med ring, elastisk tip, 2 tape
lukninger, steril, 150mm x 2.5 m

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040371



Specifikationer

Ref.nummer	ECN 150-250TK
Indhold/salgsenhed	50 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk