

Produktdatablad

Produktnavn **P3 afdækning,
Ultralyd probe, steril, m 2 tape
lukninger, 127 mm x 1.5 m**

Mediq varenr.: 50040372

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	ULT 127-150T
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk