

Produktdatablad

Produktnavn P3 afdækning, Bonnet, steril, 900 mm

Mediq varenr.: 50040374

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	CAB 090
Indhold/salgsenhed	25 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk