

Produktdatablad

Produktnavn TENASET, washcreme 3 i 1 med parfume, 250 ml

Mediq varenr.: 50040585

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	423705
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.7 cm	8.3 cm	19.8 cm	0.28 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk