

Produktdatablad

Produktnavn Steradent, protese fixativ creme classic, med påføringsstuds, 40 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040590



Specifikationer

Ref.nummer	208130
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	24 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	6 cm	0.055 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk