

Produktdatablad

Produktnavn Ceduren, dispenser,
rustfrit stål, 14 cm pumpe arm, til 1
l

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040799



Specifikationer

Ref.nummer	71720000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	120 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.2 cm	9.3 cm	11.1 cm	0.147 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk