

Produktdatablad

Produktnavn Ceduren, dispenser, rustfrit stål, til 600 ml

Mediq varenr.: 50040804

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	182011
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	7.5 cm	9.9 cm	0.072 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk