

Produktdatablad

Produktnavn Tork, dispenser til skumsæbe, S4 sensor-touchfree, hvid

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040897



Specifikationer

Ref.nummer	561600
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540587012
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16 cm	14 cm	29.9 cm	0.876 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk