

Produktdatablad

Produktnavn Tork Matic Sensor-Touchfree, dispenser til håndklæderulle, sort H1

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040901



Specifikationer

Ref.nummer	551108
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7322540348996
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
41 cm	25 cm	39 cm	5 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk