

Produktdatablad

Produktnavn Liv, Hånddesinfektion 75% m. pumpe til dispenser, 1000 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50040953



Specifikationer

Ref.nummer	1714DP01
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	12 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	SWEDEN
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	48 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	6 cm	28 cm	0.915 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk