

Produktdatablad

Produktnavn Mediq tudkopbæger,
klar, uden låg, med graduering,
polypropylen, 250 ml

Mediq varenr.: 50041699

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1131130
Indhold/salgsenhed	250 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
35 cm	38 cm	39 cm	6.666 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk