

Produktdatablad

Produktnavn **USON, tudkopbæger med graduering, transparent, engangs, 185 ml**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50041720



Specifikationer

Ref.nummer	408
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	6.8 cm	33.5 cm	0.39 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk