

Produktdatablad

Produktnavn USON, tudkopplåg med smal tud, engangs, til sugerør

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50041724



Specifikationer

Ref.nummer	412
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	14 cm	35 cm	0.191 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk