

Produktdatablad

Produktnavn ADL, støttestok med standard derby håndtag

Mediq varenr.: 50041951

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	451840
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12 cm	5 cm	76 cm	0.5 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk