

Produktdatablad

Produktnavn Sol-M, luer adapter, med ventil, blå, steril

Mediq varenr.: 50042309

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LA21920
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk