

Produktdatablad

Produktnavn **San-Flex, med kap,
hvid, antistatisk bund, str 39**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50042386



Specifikationer

Ref.nummer	8016039/211500313
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.3 cm	19.7 cm	29.7 cm	1.077 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk