

Produktdatablad

Produktnavn **San-Flex, med kap,
hvid, antistatisk bund, str 40**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50042387



Specifikationer

Ref.nummer	8016040/211500313
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
29 cm	11.5 cm	18.9 cm	1.102 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk