

Produktdatablad

Produktnavn **San-Flex, med kap,
hvid, antistatisk bund, str 45**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50042392



Specifikationer

Ref.nummer	8016045/211500313
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.6 cm	22.5 cm	31.3 cm	1.355 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk