

# Produktdatablad

Produktnavn **San-Flex, med kap,  
hvid, antistatisk bund, str 48**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50042395



## Specifikationer

| Ref.nummer                | 8016048/211500313 |
|---------------------------|-------------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk            |
| EAN nummer på salgsenhed  |                   |
| Regulativ                 | Ikke gældende     |
| Oprindelsesland           | DENMARK           |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder        |
| Bemærkninger              |                   |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt    |
|--------|--------|---------|---------|
| 31 cm  | 12 cm  | 21.9 cm | 1.52 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)