

# Produktdatablad

Produktnavn Euro Flex, tøffel hvid  
antistatisk bund m vaskbar  
indlægssål, str 38

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50042405



## Specifikationer

| Ref.nummer                | 46001         |
|---------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Par         |
| Colli                     | 10 Par        |
| EAN nummer på salgsenhed  | 5703374005781 |
| Regulativ                 | Ikke gældende |
| Oprindelsesland           | SLOVAKIA      |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder    |
| Bemærkninger              |               |

## Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt    |
|--------|--------|---------|---------|
| 13 cm  | 22 cm  | 32.9 cm | 0.89 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)