

Produktdatablad

Produktnavn Innovex, Single Use
Flexible Ureteroscope model E, st.,
L: 670 mm, distal end Ø: 3.2mm

Mediq varenr.: 50043169

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	US31E-12-EU DEMO
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5.6 cm	11.5 cm	105.7 cm	0.626 kg