

Produktdatablad

Produktnavn **Micro-Tech**
Hæmostase, Lockado lukkeklip,
roterbar, 8mm,Gastro, Pink, 1950
mm

Mediq varenr.: 50043204

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LOCK-C-26-195-C
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06902284525559
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
10 cm	30 cm	36 cm	1.38 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk