

Produktdatablad

Produktnavn Sygeplejekasse med låg, orange slagfast ABS-plast inkl. hængelås

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50043733



Specifikationer

Ref.nummer	MB2318
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	6 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22.8 cm	20.5 cm	25.2 cm	0.905 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk