

Produktdatablad

Produktnavn **Airtight box, plastbox
flad rubber white 2,3L, 2,3 l, 300
mm x 200 mm x 59 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50043759



Specifikationer

Ref.nummer	5706773280209
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke gældende
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	36 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.2 cm	19.5 cm	29.5 cm	0.339 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk