

# Produktdatablad

## Produktnavn Kebomed, Fiksering CINCH universal, ch 9-16

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50043834



### Specifikationer

| Ref.nummer                | CINCH930L-10  |
|---------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed  |               |
| Regulativ                 | MDD (93/42)   |
| Oprindelsesland           | UNITED STATES |
| Holdbarhed fra prod.datao | 24 måneder    |
| Bemærkninger              |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt |
|--------|--------|---------|------|
| 0.2 cm | 10 cm  | 15.5 cm | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)