

# Produktdatablad

## Produktnavn Plastflaske, med pipettespids og hætte, 250 ml

Mediq varenr.: 50043873

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 215-5639      |
|--------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed |               |
| Regulativ                | Ikke gældende |
| Oprindelsesland          | GERMANY       |
| Bemærkninger             |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 6 cm   | 6 cm   | 14.4 cm | 0.028 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)