

# Produktdatablad

## Produktnavn Kema, trykluft TL-676, 300 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50043922



### Specifikationer

| Ref.nummer                | 20603         |
|---------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed        | 1 Styk        |
| Colli                     | 12 Styk       |
| EAN nummer på salgsenhed  |               |
| Regulativ                 | Ikke gældende |
| Oprindelsesland           | FRANCE        |
| Holdbarhed fra prod.datao | 36 måneder    |
| Bemærkninger              |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 6.5 cm | 6.5 cm | 19.9 cm | 0.413 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)