


Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon PDS II, sutur,
ufarvet, 45 cm med PS2 nål, steril,
4-0**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50044349



Specifikationer

Ref.nummer	MPZ496H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
EAN nummer på salgsenhed	30705031075447
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	7 cm	12 cm	0.5 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk