


Produktdatablad

Produktnavn Avance Solo, Beholder/canister m. slange, steril, 50 ml

Mediq varenr.: 50044434

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	880050
Indhold/salgsenhed	4 pakke
Colli	2 Styk
EAN nummer på salgsenhed	7323190295999
Regulativ	MDR (2017/745)
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16 cm	14.5 cm	16 cm	0.41 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk