

# Produktdatablad

## Produktnavn Sonoscanner, Ondina 3 probes connectors

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50044495



### Specifikationer

| Ref.nummer               | SONTRIO       |
|--------------------------|---------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk        |
| EAN nummer på salgsenhed |               |
| Regulativ                | Ikke gældende |
| Oprindelsesland          | FRANCE        |
| Bemærkninger             |               |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
|        |        |       | 0 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)