

Produktdatablad

Produktnavn GA Health, Source Tubing Adapter, FUJI, GW-100 insufflator

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50044530



Specifikationer

Ref.nummer	GAR0108
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	0.08 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk