

PRODUKTDATABLAD

CURlIbag, benpose, 50 cm just.slange, drejeventil, NW, 600 ml

Benposen har en blød non-woven bagside. Har en betjeningsvenlig ventil og en 4 cm silikoneslange til tilslutning af sengepose. Posen har huller til fastgørelse af urinposebånd.

- Op til 7 dages brug
- Singlepacked
- Tilbageløbssikring
- Non-woven bagside
- 50 cm justerbar slange
- Drejeventil



Indholdsstoffer/materiale: PVC

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt ved almindelig stuetemperatur

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse ydre emballage: Forbrænding / Genbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
10036330	Curion Curibag	benpose, 50cm just.slange, drejeventil, NW	350 ml	Pkg a 10 stk	ME-01024
50044643	Curion Curibag	benpose, 50cm just.slange, drejeventil, NW	600 ml	Pkg a 25 stk	ME-01005
50044651	Curion Curibag	benpose, 50cm just.slange, drejeventil, NW	800 ml	Ps. á 25 stk.	ME-01008