

PRODUKTDATABLAD

CURlbag kateterventil

Kateterventilen kan kobles på et permanent kateter som et alternativ til urinpose, hvilket kan give følelsen af en næsten almindelig blærefunktion.

- Steril
- Enhåndsbetjent
- Mere frihed og diskretion
- Fås både som krydsventil og drejeventil



PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Ved stuetemperatur, væk fra direkte sollys
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse/Forbrænding
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
50044720	CURlbag	kateterkrydsventil, silikoneslange, steril	Æske á 25 stk.	ME-03001
50044721	CURlbag	kateterdrejeventil, silikoneslange, steril	Æske á 25 stk.	ME-03003