

Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, fingertip, vakuumkontrol, bulk pakket, usteril

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50044805



Specifikationer

Ref.nummer	0815 BULK
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	25 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.5 cm	18.5 cm	16.5 cm	0.341 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk