

Produktdatablad

Produktnavn MPI, Thoraxdræn med 5 øjne og graduering, 50cm, steril, ch 24

Mediq varenr.: 50044814

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	790024
Indhold/salgseenhed	100 pakke
EAN nummer på salgseenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk