

Produktdatablad

Produktnavn Codan 3-komponentsprøjte, L/S, steril, 2 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50044823



Specifikationer

Ref.nummer	622611
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	32 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	DENMARK
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.1 cm	9.5 cm	20.9 cm	0.362 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk