

Produktdatablad

Produktnavn Spycra Protect, Bi-elastisk netbandage med silikoneklæb, steril, 5 cm x 150 cm

Mediq varenr.: 50044845

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SDSC-5150
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	BELGIUM
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk