

Produktdatablad

Produktnavn Reskin Care Protect, Bi-elastisk netbandage med silikoneklæb, usteril, 5 cm x 25 cm

Mediq varenr.: 50044846

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SDSC-19B
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	30 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	BELGIUM
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
0.05 cm	8 cm	16 cm	0.001 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk