

Produktdatablad

Produktnavn CareFix, tubefiksering, medium, blå, med hul

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50044847



Specifikationer

Ref.nummer	015151-03.01.1Q2
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SLOVAKIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	60 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4.6 cm	11 cm	18 cm	0.137 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk