


Produktdatablad

Produktnavn Kimetec, silikone staserem, énhåndsbetjent, gul

Mediq varenr.: 50044999

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	500580
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	14250373654154
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.2 cm	20.5 cm	15.5 cm	0.817 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk