

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn FlexiPort,
manchet, lår, 1 slange/ bajonet
konnektor, 40-55 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045024



Specifikationer

Ref.nummer	REUSE-13-1HP
Indhold/salgsenhed	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk