

Produktdatablad

Produktnavn Vitalograph, Bakterie/
viral filter, transp. plast, t/
spirometri, 68 mm x 72 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 50045050



Specifikationer

Ref.nummer	28501
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	8 Styk
EAN nummer på salgsenhed	05099169285019
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	IRELAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Holdbarhed fra prod.datao	84 måneder
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
27.8 cm	29.1 cm	40 cm	1.692 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk